

# INSTRUCTIONS DE MODIFICATIONS

## STORES DUPLI TRANSLUCIDES

Pour maintenir votre collection à jour, nous avons ajouté un nouveau supplément à la collection de stores dupli translucides. Un certain nombre de couleurs existantes cèdent la place à des couleurs tendance favorites, telles que bleu glace et framboise, les plus récentes couleurs les plus tendances de 2020. Des tissus avec un dégradé de couleurs (dip dye) ont également été ajoutés à la collection.

De plus, ce supplément contient un tissu de luxe unique en son genre en 6 couleurs, ainsi qu'un certain nombre d'impressions, y compris le bambou. Pour donner plus d'attention aux impressions, nous avons ajouté au présent supplément une page que vous pouvez placer au début du livre et qui montre l'ensemble du dessin de l'impression.



### LE SUPPLÉMENT COMPREND :

#### page 11



#### page 12



#### DANS CE PAQUET, VOUS TROUVEREZ :

- ✓ 11 nouveaux échantillons de tissus.
- ✓ Une nouvelle page pour votre livre de collections.
- ✓ Une page sur laquelle les impressions dans leur totalité sont visualisées.

# INSTRUCTIONS DE MODIFICATIONS

## STORES DUPLI TRANSLUCIDES

**Attention :** d'abord, retirez toujours les anciens échantillons avant de placer les nouveaux, ce à cause des numéros de position. Conservez les échantillons de la page 10, vous devrez les placer sur la nouvelle page. Et bon à savoir : les nouveaux échantillons de tissus se reconnaissent au mot '**new**'.

### COMMENT ACTUALISER VOTRE COLLECTION ?

#### Prenez la page 11 translucide dans le livre de collections stores dupli

1. Remplacez l'échantillon de la couleur 50097 à la position 11.2 par l'échantillon couleur 50250 (**new**)
2. Remplacez l'échantillon de la couleur 50098 à la position 11.3 par l'échantillon couleur 50251 (**new**)
3. Remplacez l'échantillon de la couleur 50099 à la position 11.4 par l'échantillon couleur 50252 (**new**)
4. Remplacez l'échantillon de la couleur 50101 à la position 11.6 par l'échantillon couleur 50253 (**new**)
5. Remplacez l'échantillon de la couleur 50102 à la position 11.7 par l'échantillon couleur 50254 (**new**)
6. Remplacez l'échantillon de la couleur 50103 à la position 11.8 par l'échantillon couleur 50255 (**new**)

Les échantillons que vous avez sortis ne seront plus repris dans la collection, vous pouvez donc les jeter.


#### Prenez la page 12 translucide dans le livre de collections stores dupli

1. Remplacez l'échantillon de la couleur 50105 à la position 12.2 par l'échantillon couleur 50256 (**new**)
2. Remplacez l'échantillon de la couleur 50106 à la position 12.3 par l'échantillon couleur 50257 (**new**)
3. Remplacez l'échantillon de la couleur 50110 à la position 12.7 par l'échantillon couleur 50258 (**new**)
4. Remplacez l'échantillon de la couleur 50111 à la position 12.8 par l'échantillon couleur 50259 (**new**)
5. Remplacez l'échantillon de la couleur 50112 à la position 12.9 par l'échantillon couleur 50260 (**new**)

Les échantillons que vous avez sortis ne seront plus repris dans la collection, vous pouvez donc les jeter.

#### Prenez la page 10 translucide dans le livre de collections stores dupli

1. Enlevez la page dans sa totalité du livre de collections. **Attention :** conservez les échantillons, vous devrez les placer sur la nouvelle page.
2. Placez la **nouvelle** page 10 incluse dans le livre de collections.
3. Placez les échantillons de l'ancienne page dans la nouvelle page à la même position, les numéros des positions vous aideront à placer le tout à la bonne position.



#### Et, pour terminer :

Placez les pages illustrées à gauche au début du livre de collections.